

附件四



可靠度測試 (100 °C, 1000h)

實驗方法

將導熱膏 S606C 塗抹於治具(如右圖)中，將此治具持續在 100°C 下烘烤 1000 小時，2-3 天測量一次熱阻 (thermal resistance)。

實驗結果

由結果顯示 S606C 在 100 °C 烘烤 1000 小時下，熱阻 (thermal resistance) 幾乎沒有什麼改變。



備註

以上資料是依據本公司設備所測得之數據，僅供參考。本公司並沒有表示與保證其它單位所測得之數據將與以上測試結果一致。本公司亦無義務對於其它單位所得的任何測試結果負責。因此，每位用戶應於使用前審閱此說明並決定是否適用。除此之外，本公司亦無責任接受任何因濫用、誤用或不依循以上說明所造成的損失。